

加熱器具の使い方

アルコールランプの使い方

実験用ガスコンロの使い方



順番におこなおうね



実験用ガスコンロを使っても安全に実験できるよ

1 点けんとじゅんびをする ● ガラスにひびが入っていないか。● アルコールは八分目くらいまで入っているか。● もえがら入れやぬらしたぞうきんをじゅんびしているか。

2 火をつける

ふたをとる。 マッチをする。 火を近づける。

ひとのいないほうに向ける。

ぬらしたぞうきん 水か、すなを入れておく。

3 火を消す

ふたをななめ上からしずかにかぶせて火を消す。

火が消えたら、ふたを一度あげ、ふたたびふたをする。

1 点けんをする
ガスポンペを正しくとりつける。

2 火をつける
カチッと音がするまで調節つまみを回して、火をつける。

3 火を調節する
調節つまみを回して、ほのおの大きさを調節する。

4 火を消す
調節つまみを回して、火を消す。

切りこみのところを上にする。

調節(ちょうせつ)つまみ



注意

